

# SURFA'SAFE Premium



## Roztwór dezynfekcyjno-myjący przeznaczony do powierzchni i wyrobów medycznych

SURFA'SAFE PREMIUM to gotowy do użycia produkt przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni.

Łączy szerokie spektrum działania mikrobójczego, krótkie czasy kontaktu oraz doskonałą kompatybilność materiałową (nawet w przypadku powierzchni wrażliwych na alkohol) z właściwościami delikatnego środka myjącego.

Dzięki swoim właściwościom SURFA'SAFE PREMIUM nadaje się do wielu rodzajów powierzchni stosowanych w placówkach opieki zdrowotnej. Jest idealny do stosowania w intensywnej terapii i innych obszarach wysokiego ryzyka.

To umożliwia stosowanie produktów w praktyce zgodnie z obowiązującymi protokołami, aby zapewnić doskonałe wyniki dezynfekcji i poziom zgodności wymagany, aby osiągnąć skuteczną dezynfekcję w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się patogenów.

- Dobre właściwości pianące.
- Wydajna formuła bez zbędnych składników (substancji zapachowych i barwników).
- Mycie i dezynfekcja w jednym kroku pozostawiają powierzchnię widocznie czystą.



# SURFA'SAFE Premium

Roztwór dezynfekcyjno-myjący przeznaczony do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych i niezanurzalnych wyrobów medycznych.

Zastosowanie produktów biobójczych: do różnych powierzchni.



SURFA'SAFE Premium  
750ml Butelka z atomizerem

## Charakterystyka produktu

- Mycie i dezynfekcja w jednym kroku
- Bez alkoholu, substancji zapachowych i barwników
- Szerokie spektrum działania mikrobójczego i optymalny czas kontaktu
- Formuła zapewniająca kompatybilność z szeroką gamą materiałów, w tym z polimerami (np. poliwęglanem i pleksi)
- Kompaktowy spryskiwacz pianowy ogranicza powstawanie aerozoli i substancji lotnych (750 ml)
- Gęsta piana, dobrze przylegająca do powierzchni
- pH 6

## Wyniki badań mikrobiologicznych

Normy	Czas kontaktu
Bakteriobójczy – zgodnie z EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Drożdżobójczy – zgodnie z EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Prątkobójczy – zgodnie z EN 14348*	60 min
Wirusobójczy wobec wirusów ostonkowych wg EN 14476*	1 min
Bójczy zgodnie z EN 14476* wobec Poliowirusa SV 40	5 min
Bójczy zgodnie z EN 14476* wobec Rotawirusa	30 sek
Działanie wirusobójcze o ograniczonym spektrum zgodnie z EN 14476*	30 min
EN 14476* Adenowirus	30 min
EN 14476* Norowirus (MNV)	15 min

\* warunki brudne

## Dostępne opakowania

Produkt	Opakowanie	Kod produktu
SURFA'SAFE Premium	12 x 750 ml	3138501



Dystrybucja:  
**ECOLAB SP. Z O.O.**  
ul. Opolska 114  
31-323 Kraków  
Polska

## Obszar zastosowania

Roztwór dezynfekcyjno-myjący przeznaczony do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych i niezanurzalnych wyrobów medycznych. Zastosowanie produktów biobójczych: do różnych powierzchni.

## Instrukcja stosowania

Roztwór gotowy do użycia.

### Butelka z atomizerem:

Spryskać szmatkę z włókniny roztworem dezynfekcyjno-myjącym i przetrzeć powierzchnię.

### Inne opakowania:

Nanieść roztwór dezynfekcyjno-myjący na ściereczkę z włókniny i przetrzeć powierzchnię.

### Zastosowanie dla wszystkich wielkości opakowań:

Równomiernie rozprowadzić produkt (+/- 6 ml/m<sup>2</sup> lub około 10 rozpyleń). Przestrzegać wskazanego czasu kontaktu, aby osiągnąć wymagane działanie mikrobójcze.

Płukanie nie jest konieczne, chyba że przecierany obszar będzie miał kontakt ze skórą lub błoną śluzową.

Należy zapoznać się z instrukcjami producenta dotyczącymi mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych.

Częstotliwość stosowania jest uzależniona od planu higieny obowiązującego w danej placówce.

## Skład

100 g zawiera:  
0,3 g Chlorek didecyldimetyloamoniowy (CAS nr 7173-51-5) 3 mg/g, niejonowe środki powierzchniowo-czynne, czynnik chelatujący, substancje pomocnicze.

## Przechowywanie

Przechowywanie: od +5°C do +25°C.

## Dokumentacja

Dokumentacja naukowa (skuteczność, kompatybilność, itp.) dostępna na żądanie.

## Wyrób medyczny i produkty biobójcze stosować bezpiecznie

Stosować wyroby medyczne i produkty biobójcze bezpiecznie.

Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.

Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem medycznym należy zgłaszać wytwórcy oraz właściwemu organowi Państwa Członkowskiego.



WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

