

MASKA CHIRURGICZNA Z GUMKĄ TYP IIR

**Dystrybutor:**

Intergos Sp. z o.o.

Producent:

Hubei Xianmeng Health Protection Commodity Co., Ltd.

OPIS PRODUKTU

Maska medyczna przeznaczona do ochrony indywidualnej, zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji. Sprawdza się idealnie zarówno w środowisku medycznym jak i w codziennym użytkowaniu.

- Mocowana na uszach za pomocą gumek,
- Wykonana z wysokiej jakości włókien nie powodując podrażnień skóry,
- Dobra przepuszczalność powietrza,
- Niepyląca, hypoalergiczna, filtracyjna, odporna na przesiąkanie,
- Wkładka modelująca nos 10 cm (+/- 1 cm),
- **Dostępna w wersji na troki.**

Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II. BFE >= 98%



Materiał	Trójwarstwowa włóknina
Typ produktu	Jednorazowa,
Kolor	Niebieski
Rozmiar	17,5 x 9,5 cm (+/- 1 cm)
Gramatura	25+25+25 g/m ²
Grubość	20 mikronów
Opakowanie jednostkowe	50 sztuk
Opakowanie zbiorcze	40 opakowań